



## 1 ZAČÍNÁME S GRIDEM FOR IPAD

---

### Jaké jazyky podporuje Grid for iPad?

Angličtina (UK, USA, CA, ZA, Aus, NZ), španělština, portugalština, italština, hebrejštiny, švédština, **čeština**, afrikánština, holandština, vlámsština, francouzština, němčina, polština, řečtina, slovenština, finština

### Co je sada mřížek?

Sada mřížek je vlastně balíček několika mřížek, které tvoří jeden kompletní nástroj. Některé sady mřížek nabízejí ke komunikaci široký slovník se stovkami přizpůsobitelných mřížek, jiné obsahují klávesnice na psaní navržené pro snadný přístup. Sadu mřížek pro konkrétního uživatele lze upravit z jedné z mnoha připravených sad obsažených v Grid for iPad, je možné si ovšem také vytvořit vlastní mřížky "od nuly".

### Co je to mřížka?

Mřížka je jedna část sady mřížek, je tvořena řádky a sloupci buněk. Každá buňka vykonává nějakou funkci, od psaní písmene nebo celého slova, až po akce, jako je vyslovení věty, návrhy dokončení slov (predikce) nebo uložení dokumentu. Mezi jednotlivými mřížkami se lze pohybovat klávesami s přiřazenou funkcí Přejít k (skok), které fungují jako odkaz na jiné mřížky v sadě.

## 2 CO JE PROHLÍZEČ MŘÍŽEK (GRID EXPLORER)?

---

Prohlížeč mřížek je domovská stránka Gridu for iPad. Zde můžete prohlížet a přesouvat sady mřížek, přidávat nové sady mřížek, sady mřížek mazat nebo přistupovat k jejich nastavení.

## 3 ÚČTY A PŘEDPLATNÉ

---

### Jak se odhlásím z Gridu for iPad?

Klepněte na ozubené kolo *Nastavení* a pak na *Odebrat uživatele*. Tím ze zařízení odeberete všechny sady mřížek. Pokud nejste přihlášení do Dropboxu, vaše sady mřížek budou trvale smazány.

## **Jak změním heslo k účtu Smartbox?**

### ***V mřížce pro iPad***

Nastavení - Účty: Klepněte na *Smartbox* a poté *Obnovit heslo*. Obdržíte e-mail s odkazem na resetování hesla. Klikněte na tento odkaz a vyberte své nové heslo.

### ***Online mřížky***

Přihlaste se na [grids.thinksmartbox.com](http://grids.thinksmartbox.com)

Klepněte na *Upravit* a přejděte dolů, kde můžete změnit heslo.

## **Jak dlouhé je zkušební období pro Grid for iPad?**

Předplatné Grid for iPad zahrnuje 30denní bezplatnou zkušební verzi. Když spustíte Grid for iPad poprvé, budete požádáni, abyste buď spustili zkušební verzi, nebo dokončili úplný nákup. Výběrem předplatného se zobrazí okno AppStore, které potvrdí zkušební verzi. Chcete-li zrušit předplatné, otevřete <nastavení - předplatné atd.>

## **Jaké hlasy podporuje Grid for iPad?**

iOS, Accappela, Nuance.

# **4 PRÁCE S APLIKACÍ**

---

## **4.1 PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA SAD MŘÍŽEK**

### **Jak přidám sadu mřížek?**

Když spouštíte Grid for iPad poprvé nebo chcete do Prohlížeče přidat další obsah, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu.

Otevře se okno *Přidat sadu mřížek*. Zde vidíte různé kategorie sad mřížek a také máte možnost vytvořit nové sady mřížek.

Klepněte do kategorie, ze které chcete přidat sadu mřížek, a poté vyhledejte sadu mřížek, kterou chcete. Nakonec klepněte na „Přidat“ a sada mřížek se stáhne do vašeho Prohlížeče mřížek. Pak ji můžete upravovat.

Najdete zde předem připravené kompletní sady mřížek pro Grid pro iPad, které byly vytvořeny pro dotykový přístup a nabízejí spoustu možností. Můžete si vybrat ze sad pro komunikaci pomocí symbolů nebo textu, mřížek interaktivního učení (herní aktivity, například Příčina a následek) a sad mřížek pro zjednodušený přístup k některým aplikacím.

#### *Online Grids (Online mřížky):*

Odkaz na Online Grids (Online mřížky), kde komunita uživatelů Gridu nahrává a sdílí sady mřížek. Ke stahování a sdílení se můžete připojit.

#### *Nový:*

Zde můžete vytvořit novou sadu prázdných mřížek “od nuly”, tedy zcela podle své potřeby.

#### *Kopírovat sadu mřížek:*

Při zvolení této možnosti se otevře obrazovka, kde si můžete vybrat kteroukoliv sadu mřížek ve vašem Prohlížeči a vytvořit její kopii. Tato možnost se hodí například tehdy, když se chystáte v mřížce

provést významné změny, ale chcete si raději ponechat kopii originálu, nebo chcete-li třeba vytvořit alternativní vysoce kontrastní verzi sady mřížek.

### **Jak otevřu sadu mřížek a zase ji zavřu?**

Otevření je jednoduché – klepnete na danou sadu mřížek v Prohlížeči. Po načtení sady se můžete do Prohlížeče vrátit dvěma způsoby.

- 1) Můžete klepnout na ikonu Prohlížeč mřížek v levé horní části obrazovky
- 2) V některých setech mřížek může být speciální buňka Prohlížeče, jejíž pomocí se do něj snadno vrátíte.

### **Jak odstraním sadu mřížek?**

Chcete-li sadu mřížek odebrat, přejděte do Prohlížeče mřížek a v pravém horním rohu klepněte na „Upravit“. Pak můžete sady mřížek dle potřeby uspořádat nebo odstranit. Chcete-li odebrat sadu mřížek, klepněte na X v pravém horním rohu. Budete požádáni o potvrzení této akce, protože odstranění je trvalé a sada mřížek bude také odebrána z jakéhokoli jiného synchronizovaného zařízení. Po dokončení se klepnutím na *Hotovo* v pravém horním rohu vraťte do Prohlížeče mřížek.

### **Mohu použít s Gridem for iPad možnost vzdálené úpravy mřížek?**

Grid for iPad lze na dálku upravovat z počítače se spuštěným programem Grid 3 (stačí bezplatná zkušební verze).

### **Jak mohu někoho pozvat ke vzdálené úpravě mých mřížek?**

V Grid for iPad přejděte do *Nastavení, Účty*. Musíte být přihlášení ke svým účtům Smartbox a Dropbox a poté vybrat *Vzdálené editory*. Klepnutím na symbol *plus* přidáte nového vzdáleného editora, zadáte jeho e-mailovou adresu a klepnete na *Uložit*.

### **Jak můžu pomocí vzdáleného přístupu upravovat sady mřížek z Gridu 3?**

V Grid 3 přejděte do Prohlížeče mřížek a poté vyberte *Nabídka, Vzdálené úpravy*. Přihlaste se ke svému účtu Smartbox a uvidíte všechny uživatele, kteří vás pozvali, abyste se stali vzdáleným editorem. Vyberte jednu sadu mřížek a upravte ji jako obvykle. Veškeré provedené změny budou synchronizovány s Gridem for iPad přes Dropbox.

## **4.2 ÚPRAVY**

### **Jak pracovat s možnostmi na panelu nabídek v režimu úprav?**

*Dokončit úpravy* – výběrem této možnosti uložíte změny a opustíte režim úprav,  
*Vrátit zpět* - výběrem této možnosti vrátíte zpět poslední akci. Klepnutím můžete vrátit zpět další změny.

*Vybrat* - slouží k výběru více buněk. Při výběru každé buňky se v rohu zobrazí zaškrtnutí.

*Název sady mřížek*- je zobrazen ve středu panelu nabídek, abyste věděli, kterou mřížku právě upravujete.

*Ikona sady mřížek* - zobrazí miniatury všech mřížek ve vaší sadě mřížek. Zde můžete vyhledat, přejmenovat, kopírovat, mazat a přidávat mřížky.

*Ikona štětec* - nástroj pro změnu vizuálního vzhledu buněk a mřížek.

*Ikona mřížky* - nástroj pro změnu rozložení (např. Přidání řádků nebo sloupců), pozadí mřížky a příkazy mřížky.

*Nastavení* – zde upravíte nastavení přístupu, řeči, psaní, účtů, sad mřížek a nákupů.

### **Jak vytvořím novou buňku pro psaní?**

V režimu úprav klepněte na prázdnou buňku a vyberte možnost *Napsat a přečíst*. Zadejte text pro buňku a vyberte *Hotovo*. Pokud chcete vybrat jiný symbol, klepněte na něj a vyberte z nabízených možností, nebo vyberte *Najít obrázek* pro další možnosti.

### **Jak změním text v buňce pro psaní?**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit* a poté *Upravit mřížku*. Vyberte buňku a poté *Upravit buňku*. Klepněte na text buňky na pravé straně, proveďte změny a vyberte *Hotovo*. Poté vyberte *Dokončit úpravy*.

### **Jak vytvořím buňku pro psaní, kde se text liší od štítku v buňce (popisku buňky)?**

V příkazu *Psát v buňce* přepněte přepínač „Zobrazit na štítku buňky“ do polohy vypnuto. Nyní lze štítek upravit odděleně od textu, který je odeslán do oblasti pro psaní.

### **Jak změním symbol v buňce?**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit* a poté *Upravit mřížku*. Vyberte buňku, poté *Upravit buňku* a klepněte na symbol. Můžete vybrat z navrhovaných symbolů nebo volbou *Najít obrázek* přejít do Prohlížeče obrázků.

### **Jak při úpravách vyberu více než jednu buňku, které chci upravovat najednou?**

Klepněte na buňku a podržte ji, dokud se v rohu nezobrazí zatržítko, nebo na liště nabídek zvolte *Vybrat*. Nyní klepněte na všechny ostatní buňky, které chcete vybrat, a poté proveďte změny a vyberte *Hotovo*.

### **Jak přesunu buňku?**

V režimu úprav jednoduše klepněte, buňku podržte a přetáhněte ji na požadované místo.

### **Jak vyměním umístění 2 buněk?**

Klepněte na první buňku, podržte ji a přetáhněte na místo druhé.

### **Jak zvětšit nebo zmenšit buňku?**

Vyberte buňku, klepněte na ni a podržte jeden z modrých úchytů v rozích. Roztáhněte nebo zmenšete buňku na požadovanou velikost.

### **Jak kopírovat a vložit buňky?**

V panelu nabídek klepněte na možnost *Vybrat*, vyberte buňky, které chcete kopírovat, a potom klepněte na *Kopírovat a Hotovo*. Nyní klepněte na cílovou buňku a zkopírované buňky tam vložte.

### **Co je seznam slov?**

Seznam slov je funkce, která dynamicky vyplňuje jednotlivé buňky slovy, která jsou do tohoto seznamu zařazena. Seznam slov lze použít k přidání většího množství slov do jedné mřížky, je to chytrý a rychlý způsob, jak umožnit uživatelům přidávat nebo odebírat slova v sadě mřížek. Například chcete-li do mřížky přidat dopravní prostředky, nemusíte otevírat každou buňku zvlášť a psát do ní

jednotlivá slova. Buňkám přiřadíte funkci seznamu a pak už jen píšete jednotlivá slova za sebou do seznamu. Aplikace je pak sama rozřadí do jednotlivých buněk.

#### **Jak přidám slovo do seznamu?**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit*, poté *Upravit seznam slov* a vyberte symbol *plus*. Napište nové slovo, vyberte symbol a poté *Hotovo*.

#### **Jak odstraním slovo ze seznamu?**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit*, poté *Upravit seznam slov* a a poté znovu *Upravit*. Najděte slovo, které chcete odstranit, klepněte na červený kruh na levé straně a poté na *Odstranit*.

#### **Jak změním pořadí slova v seznamu slov?**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit*, poté *Upravit seznam slov* a a poté znovu *Upravit*. Najděte slovo, které chcete přesunout, klepněte a podržte tři řádky na pravé straně a přetáhněte slovo nahoru nebo dolů v seznamu. (Případně v režimu úprav jednoduše klepněte a podržte buňku seznamu slov a přetáhněte ji na požadované místo.)

#### **Jak změním typ řazení slov v seznamu? (např. abecedně)**

Na panelu nabídek vyberte *Upravit*, poté *Upravit seznam slov* a a poté znovu *Upravit*. Vlevo dole uvidíte aktuální řazení (výchozí nastavení je *Žádné řazení*) - klepněte na tuto nabídku a vyberte ze tří možností.

#### **Jak najdu slovo v seznamu slov?**

Na panelu nabídek klepněte na *Upravit*, *Upravit seznam slov* a poté na ikonu hledání.

#### **Jak přidám do mřížky nový seznam slov?**

V režimu úprav klepněte na panelu nabídek na *Vybrat* a poté vyberte všechny prázdné buňky, v nichž se má seznam slov zobrazovat. Nyní na panelu nabídek vyberte *Vytvořit buňku* a vyberte *seznam* a poté *Hotovo*. Potom vyberte jednu z nových buněk seznamu a možnost *Upravit buňku*. Chcete-li začít přidávat obsah do seznamu, vyberte možnost *Upravit* v položce *Seznam* a poté zvolte symbol *plus*.

#### **Jak přidám příkaz do buňky?**

V režimu úprav vyberte buňku a poté zvolte *Přidat příkaz*. Dostupné příkazy můžete procházet podle kategorie nebo hledat konkrétní příkazy pomocí lupy.

#### **Jak přidám příkaz, který se objeví pokaždé, když se otevře mřížka?**

V režimu úprav vyberte ikonu mřížky vedle nastavení, poté *Příkazy mřížky* a *Přidat příkaz*.

#### **Jak vytvořím buňku, jejíž pomocí přejdu do jiné mřížky?**

V režimu úprav vyberte prázdnou buňku a poté možnost *Přejít na jinou mřížku*. Nyní vyberte *Domů*, *Zpět* nebo žádanou mřížku ze zobrazených miniatur. Můžete také skok směřovat na novou mřížku nebo na kopii existující mřížky.

#### **Jak můžu přejít z jedné mřížky do druhé v režimu úprav?**

Vyberte buňku *Přejít k* a poté *Následný skok*.

### **Jak přejmenuji mřížku?**

V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na *Upravit*. Vyberte konkrétní mřížku a poté zvolte *Přejmenovat*.

### **Jak odstraním mřížku?**

V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na *Upravit*. Vyberte mřížku a poté *Odstranit*.

### **Jak vytvořím kopii mřížky?**

V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu požadované sady mřížek a poté klepněte na *Upravit*. Vyberte mřížku, poté *Kopírovat* a novou mřížku pojmenujte.

### **Jak přidám novou mřížku?**

V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na *Upravit*. Na liště nabídky vyberte symbol *plus*, pojmenujte novou mřížku a vyberte požadovaný počet řádků a sloupců.

### **Jak přidám mřížku z jiné sady mřížek?**

V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu požadované sady mřížek a poté klepněte na *Upravit*. Na liště nabídky vyberte symbol *plus*. Nyní minimalizujte klávesnici a vyberte *Přidat z jiné sady mřížek* v dolní části obrazovky. Vyberte sadu mřížek obsahující mřížku, kterou chcete přidat, poté vyberte požadované mřížky a klepněte na *Hotovo*.

### **Jak mohu skrýt buňku nebo zabránit jejímu výběru?**

V režimu úprav vyberte buňku a klepněte na *Styl* na pravé straně. V části *Přístupnost buněk* vyberte možnost *Skryté nebo Nepřístupné*. Pokud je buňka skrytá, je mimo režim úprav neviditelná (užitečné, pokud chcete pro klienta zavádět obsah buněk postupně, začít s málem), zatímco pokud je nepřístupná, zobrazí se, ale bude šedá a nelze ji vybrat.

### **Jak přidám zvukový efekt do buňky?**

V režimu úprav poklepejte na prázdnou buňku a vyberte *Přehrát záznam*. Nyní si můžete vybrat, zda chcete zaznamenat nový zvuk nebo procházet existující zvuky. Objeví se seznam zvukových efektů připravených k použití, nebo můžete také procházet nahrávky, které jste dříve vytvořili.

Všimněte si, že příkaz *Přehrát zvuk* můžete použít současně s dalšími příkazy v buňce, například zvuk přehrát a současně přejít na jinou mřížku. Při úpravě buňky pak stačí vybrat *Přidat příkaz*.

### **Jak přidám záznam do hlasové banky?**

Přejděte na *Nastavení, Řeč, Hlasová banka* a poté vyberte symbol *plus*. Vyberte *Spustit nahrávání*, řekněte větu a poté vyberte *Zastavit nahrávání*. Nyní zadejte úplný text věty vedle slova *Úplný text* a podle potřeby zadejte i text kratšího popisku (štítku), který se objeví v buňce. Nyní vyberte kategorii nebo kategorie, ve kterých chcete, aby se věta objevila, nebo vyberte *plus* a přidejte novou.

## 4.3 STYLY, VZHLED A ROZVRŽENÍ

### Jak mohu změnit vzhled buňky?

Na panelu nabídek vyberte *Upravit* a poté *Upravit mřížku*. Vyberte buňku, poté *Upravit buňku* a klepněte na *Styl* na pravé straně. Nyní můžete upravit vizuální vlastnosti včetně barvy pozadí, barvy textu, písma, velikosti a dalších.

### K čemu se používají styly?

Styly představují rychlý způsob správy vzhledu různých druhů buněk v celé sadě mřížek. Můžete například barevně rozlišit buňky v celé sadě mřížek, aby zájmena, slovesa, podstatná jména ze slovní zásoby, buňky pro přeskok na jinou mřížku a další funkční buňky byly snadno identifikovatelné a konzistentní. Pokud buňky mají stejný styl, pak jeho aktualizací (např. zvětšením písma) aktualizujete jedním klepnutím všechny buňky, které tento styl používají.

### Jak přiřadím buňce styl?

V režimu úprav vyberte buňku a klepněte na *Styl* na pravé straně. Pod nadpisem *Styl* nyní vidíte název stylu, který je aktuálně přiřazen, např. *Buňka slovní zásoby*. Klepnutím na název stylu vyberte ze seznamu jiný, nebo klepnutím na + vytvoříte nový styl.

### Jak mohu upravit styl a použít ho na všechny buňky, které jsou k němu přiřazeny?

Upravte libovolné buňky, které jsou přiřazeny ke stylu, který chcete změnit. Poté vyberte *Aktualizovat styl*, změny se projeví u všech buněk v sadě mřížek, kterým je přiřazen tento styl.

### Jak vytvořím nový styl?

Vyberte buňku a proveďte požadované změny vzhledu nového stylu. Nyní klepněte na název aktuálního stylu a vyberte znaménko plus vpravo nahoře, pojmenujte nový styl a poté vyberte *Hotovo*.

### Mohu rychle změnit vzhled celé sady mřížek?

Ano - můžete si vybrat ze 3 přednastavených témat. V režimu úprav, bez vybraných buněk, klepněte na ikonu štětce na panelu nabídek. Vyberte *Téma* a vyberte buď *Moderní*, *Bublinové* nebo *Blocky*.

### Jak mohu změnit velikost mezery mezi buňkami?

V režimu úprav, když nejsou vybrány žádné buňky, klepněte na panelu nabídek na ikonu štětce. Vyberte *Mezery mezi buňkami* a zvolte ze šesti možností. (Tato změna pak bude platit pro všechny mřížky v sadě mřížek.)

### Jak zajistím, aby se štítky buněk zobrazovaly nad symboly?

V režimu úprav, bez vybraných buněk, klepněte na ikonu štětce na řádku nabídek. Vyberte rozložení buňky a poté *Štítek nad obrázkem*. (Tato změna pak bude platit pro všechny mřížky v sadě mřížek.)

### Jak přidám další řádek nebo sloupec?

V režimu úprav klepněte na ikonu mřížky vedle nastavení. Vyberte buňku sousedící s místem, kam chcete přidat nový řádek nebo sloupec, a poté vyberte příslušnou možnost pro vložení, např. *Vložit řádek nad*.

### **Jak změním barvu pozadí mřížky?**

V režimu úprav klepněte na ikonu dané mřížky vedle nastavení a poté na *Pozadí mřížky*. Vyberte barvu, výběrem možnosti *Obrázek* můžete nahrát i fotografii. Pokud chcete, můžete najednou změnit pozadí všech mřížek v sadě výběrem možnosti *Použít na všechny mřížky*.

## **4.4 NASTAVENÍ A PŘÍSTUP**

### **Jak změnit hlas pro čtení?**

Použitý hlas můžete změnit klepnutím na *Nastavení, Řeč a poté Hlas*. Na této obrazovce si také můžete stáhnout a zakoupit nové hlasy z App Store.

Pokud chcete změnit vlastnosti hlasu, jako je rychlost a výška, klepněte na *Nastavení, Řeč* a poté vyberte *Nastavit*. Při nastavování rychlosti, výšky tónu a hlasitosti si můžete klepnutím na *Přečíst* spustit ukázkou hlasu.

### **Jak opravím výslovnost slova?**

Přejděte na *Nastavení, Řeč, Výslovnost*, poté vyberte symbol *plus* a přidejte novou výslovnost. Nyní zadejte slovo tak, jak je normálně hláskováno, vedle nápisu „slovo“ a poté ho zadejte foneticky vedle nápisu „výslovnost a test“. Pokud jste s výsledkem spokojeni, nezapomeňte v horní části obrazovky vybrat možnost *Uložit*.

### **Jak změním jazyk mřížky?**

Přejděte do *Nastavení, Nastavení mřížky, Jazyk*.

### **Jak nastavím, co se stane, když bude vybrána oblast pro psaní?(tedy když se jí klient dotkne)**

Existují dvě možnosti – Pohyb kurzoru nebo *Přečíst*. Přejděte na *Nastavení, Sada mřížek, Aktivace oblasti pro psaní*.

### **Jak zapnu a vypnu symboly v oblasti pro psaní?**

Můžete zvolit, zda se mají v oblasti pro psaní zobrazovat symboly, a to v části *Nastavení, Sada mřížek, Zobrazit symboly*.

### **Jak přidám další knihovnu symbolů?**

Standardně je součástí knihovna symbolů Widgit. Chcete-li přidat další knihovnu symbolů, např. Symbolstix nebo Snaps photos, přejděte na *Nastavení, Sada mřížek, Knihovny symbolů* a vyberte symbol *plus*.

### **Jak vyberu knihovnu, která bude ve výchozím nastavení zobrazena jako první?**

Pořadí, ve kterém jsou symboly navrhovány, můžete změnit v části *Nastavení, Sada mřížek, Knihovny symbolů, Upravit*. Klepněte a podržte tři řádky vedle knihovny symbolů a poté knihovnu přetáhněte nahoru nebo dolů v seznamu. Pokud je například vaší preferovanou knihovnou Symbolstix, přetáhněte ji na začátek seznamu a Grid vám při peráci jako první volbu bude navrhovat symboly Symbolstix.

Knihovnu symbolů můžete také odebrat výběrem červeného kruhu vedle ní.



### **Jak vyberu sadu mřížek, která se ve výchozím nastavení otevře při spuštění aplikace?**

V *Nastavení* vyberte z nabídky vlevo nejvyšší úroveň. V části *Po spuštění* vyberte požadovanou sadu mřížek nebo Prohlížeč mřížky.

### **Jak mohu nastavit, kdy se při psaní bude ozývat mluvené slovo (čtení sdělení)?**

V *Nastavení*, *Řeč* můžete zvolit, zda se má text číst po písmenech, slovech nebo větách.

### **Jak nastavím VoiceOver na iPadu?**

*Nastavení - Obecné - Usnadnění - VoiceOver*

*Zvolte nastavení*

*Vyberte, jak má zvuk VoiceOver znít.*

Pokud máte další dotazy, pište na [obchod@alternativnikomunikace.cz](mailto:obchod@alternativnikomunikace.cz) nebo navštivte anglický web pro podporu uživatelů Grid for iPad <https://thinksmartbox.com/smart-support/knowledge-base/>